



Die eichfähigen Highland-Waagen sind für den Handel geeignet, und sie enthalten viele Funktionen, die das Arbeiten erleichtern, sei es im Labor, bei Feldversuchen, beim Arbeiten mit Schmuck oder in der Industrie. Die robuste ABS-Konstruktion eignet sich für den anspruchsvollen Einsatz, und die ShockProtect<sup>®</sup>-Funktion hilft, Schäden an der Waage durch Überlastung zu vermeiden. Die eichfähigen Highland können über das Netzteil betrieben werden oder über den internen Akku, so dass die Highland auch da eingesetzt werden kann, wo kein Stromanschluss verfügbar ist. Durch den integrierten Sicherungsschlitz für ein Schloss Typ Kensington mit Kabel wird das Diebstahlrisiko minimiert.

***Vollgepackt mit praktischen Funktionen, die eichpflichtige Messungen vereinfachen***



## Merkmale

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Stapelbar, können somit platzsparend verstaut werden
- Libelle und höhenverstellbaren Füße zum Nivellieren
- Integrierter Sicherungsschlitz für Schloss und Kabel (Typ Kensington, opt.)
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem arbeitsumfeld
- Drei-Punkte ShockProtect<sup>®</sup> schützt vor Beschädigung des Wägemechanismus auch bei starker Überlastung
- USB I/O und RS-232 Schnittstellen für schnellen Datenaustausch mit Computern und Druckern
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Summenspeicher

### Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

## Produktdetails

Modell	HCB 602M	HCB 1002M
Kapazität	600g	1000g
Ablesbarkeit	d = 0.01g / e = 0.1g	d = 0.01g / e = 0.1g
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.02g	0.02g
Linearität (+/-)	0.03g	0.03g
Mindestgewicht	0.5g	0.5g
Größe Wägeplatte	120mm ø	
Wä geeinheiten	g, kg ct	
Stabilisierungszeit (Sek.)	3	
Schnittstelle	RS-232 / USB	
Anzeige	Hinterleuchtetes LCD mit 18mm Ziffernhöhe	
Stromversorgung	112VDC 800mA Adapter / Interner Akku	
Betriebstemperatur	0° à 40°C	
Gehäuse	ABS Kunststoff	
Windschutz	132mm ø x 90mm	
Gesamtabmessungen	174 x 252 x 80mm	
Nettogewicht	2kg	
Zulassungen	Eichfähig 3041	

## Zubehör

### Artikelnummer.....Beschreibung

- 308002042 .....Hartschalentragekoffer mit Schloss
- 308232030 .....Arbeitsschutzhaube
- 308232034 .....Arbeitsschutzhaube (5)
- 308232035 .....Arbeitsschutzhaube (10)
- 1129915779 .....ATP2 Thermodrucker
- 3126011263.....Papier pour ATP2
- 3126011281.....Papier pour ATP2 (10)
- 700400103.....RS-232-Kabel
- 700100046 .....Schloss und Kabel Typ Kensington
- 600002028.....Adam DU Datensammelprogramm
- 3074010267 .....USB Kabel
- 700660290 .....Kalibrierschein
- 700100007.....F1 100g Kalibriergewicht
- 700100012.....F1 200g Kalibriergewicht
- 700100009.....F1 1kg Kalibriergewicht
- 700100010.....F1 2kg Kalibriergewicht

## Nützliches Zubehör



### ATP2 Thermodrucker

Der ATP2 ist ein kompakter Allzweck-Thermorollendrucker, der über eine RS-232-Schnittstelle an Adam-Waagen angeschlossen werden kann.



### Schloss und Kabel Typ Kensington

Das Sicherheitsschloss passt in den an den Waagen eingebauten Befestigungsschlitz: Das zugehörige Kabel kann um ein festes Objekt geschlungen werden, um so Ihre Waage an Ort und Stelle zu sichern. Das flexible Stahlseil ist schwer zu zerschneiden, und das Kombinationsschloss bietet.



### Adam DU Datensammelprogramm

Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.